



PRODUCT CATALOGUE
PRODUKTKATALOG

MEYRA[®]
medical

Professional Medical Line

WELCOME | WILKOMMEN

EN

We are proud to present high quality orthopaedic aids developed for effective treatment and comfortable, everyday use.

Our manufacturing process complies with highest standards. The materials employed, comprehensive quality control and extensive knowledge of our specialists – all those factors create legendary, world-renowned Meyra quality.

Materials employed meet the most demanding requirements:

- regularly conducted quality control,
- use of elastane, Lycra, polyester,
- skin-friendly.

Product functionality complies with medical aid technical standards:

- bi-elastic knitted fabric without constrictions at the edges,
- relieving silicone gel pads,
- reinforcing elements for stabilization,
- safe and easy Velcro fasteners.



DE

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten hochwertige orthopädische Hilfsmittel für vielfältige Krankheitsbilder vorstellen zu können.

Bei der Verarbeitung der Produkte und den eingesetzten Materialien setzen wir höchste Ansprüche, die sich auch in der Verwendung der eingesetzten Technologien wiederfinden. Bei der Produktentwicklung ist die bestmögliche Versorgung des Endverbrauchers entscheidend, so dass hinsichtlich Wirksamkeit und Passgenauigkeit höchste Ansprüche erfüllt werden.

Die verwendeten Materialien erfüllen höchste Ansprüche:

- Regelmäßig durchgeführte Qualitätskontrollen
- Verwendet werden u.a. Elastan, Lycra, Polyester, Frottee
- Gesundheitlich einwandfreie Produkte

Die Funktionalitäten der Produkte folgen den medizinischen und technischen Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnis. Dies sind unter anderem:


- Elastische Zweizug-Gestricke ohne Einschnürungen an den Rändern
- Entlastende Silikon-Gel-Pelotten
- Verstärkende Elemente beispielsweise in Handgelenk- und Daumenorthesen
- Sichere und leicht zu verbindende Klettverschlüsse



COMPETENCE | KOMPETENZ

EN

Meyra Medical products comply with strict requirements for medical devices imposed by German law. One of the most essential is physiological comfort. It can be easily assessed on the basis of heat insulation and sweat transport of the fabric. The analysis of the above factors can prove whether the microclimate between the skin and the fabric is acceptable. The diagram below presents the test results of Genu Meyra bandage. It's evident that they are considerably below the temperature and relative humidity limits established for medical devices which ensures high wearability and comfort of use.



Skin tolerability

Cytotoxicity occurs when chemical substances cause harm to the skin. All Meyra Medical products have been tested accordingly and the test results stays considerable below legal limits. It means that all the orthoses are skin-friendly and can be comfortably used for a long time.

DE

Messwerte der Temperatur und der relative Feuchte werden im Kontaktbereich des Produktes aufgenommen. Die relative Feuchte lässt erkennen, in welchem Grad die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Da die Verdunstung der Feuchtigkeit durch die Haut stark von der relative Feuchte bestimmt wird, ist dies ein wichtiger Aspekt für das Behaglichkeitsempfinden. So wird der gesetzliche Grenzwert von der Patellabandage Genu meyra deutlich unterschritten. Die Akzeptanz des Produktes steigt. Es ergeben sich keinerlei Einschränkungen für die Nutzbarkeit der Bandage.

The test results of Genu Meyra stays considerably below the admissible limits.

Die Patellabandage Genu meyra unterschreitet den gesetzlichen Maximalwert deutlich.



Beispiel Hautverträglichkeit

Die Zytotoxizität ist die Fähigkeit bestimmter chemischer Substanzen, das Hautgewebe zu schädigen. Alle Produkte der MEYRA Medical Linie sind entsprechend getestet und liegen deutlich unter den gesetzlichen Höchstwerten. Sie sind daher hautverträglich und gesundheitlich einwandfrei.

GENUmeyra

Patella bandage with silicone ring

EN

Highly effective compression bandage which supports the patella and helps in detumescence of the knee joint.

Indications:

- Band injuries and insufficiencies
- Postoperative and traumatic irritations
- Joint effusions and swellings
- Slight instabilities
- Gonarthrosis

Features:

- Knitted fabric for optimal comfort and better adjustment to body shape
- Patella silicone ring for decompression
- Lateral coil springs for more safety
- Elastically knitted edges without constrictions
- Usable for left and right side
- Colour: blue-silver, black

GENUmeyra

Patellabandage mit Silikonring

DE

Hochwirksame Kompressionsbandage, welche die Führung der Patella und die Abschwellung des Kniegelenkes durch eine die Patella zirkulär umfassende Druckpelotte positiv unterstützt.

Indikationen:

- Bandverletzungen und Insuffizienzen
- Postoperative und traumatische Reizzustände
- Gelenkgüsse und Schwellungen
- Leichte Instabilitäten
- Gonarthrose

Merkmale:

- Anatomischer Formstrick für bestmögliche Passform
- Patella-Silikonring zur Druckentlastung
- Seitliche Spiralfedern für mehr Sicherheit
- Elastischer Randstrick ohne Einschnürungen
- Links und Rechts tragbar
- Farbe: silber/blau, schwarz



Size/Größe	0	1	2	3	4	5	6	7	3 XL	4 XL	5 XL	6 XL	7 XL
Shin circumference (cm) Umfang US	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49
Thigh circumference (cm) Umfang OS	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59	59 – 62

GENUmeyra IMS

High-quality knee immobilisation splint

EN

High quality immobilisation splint for quick pain reduction. Genu Meyra IMS provides optimal stabilization of the knee joint and immobilisation of the whole area.

Indications:

- Postoperative immobilization of the knee joint
- Ligament and kneecap injuries

Features:

- Padded knee splint with soft edge
- Anatomically formed reinforcement
- Easy and steady fastening by means of Velcro straps
- Removable pad for the hollow of the knee
- Usable for left and right side
- Colour: blue

GENUmeyra IMS

Knie-Immobilisierungsschiene

DE

Hochwertige Immobilisierungsschiene zur schnellen Schmerzreduzierung. Die Genu meyra IMS bewirkt eine kniegelenkübergreifende, gelenklose Stabilisierung des Kniegelenks in Streckhaltung.

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung des Kniegelenks
- Band- und Kniescheibenverletzungen

Merkmale

- Gepolsterter Rand für hohen Tragekomfort
- Anatomisch geformte Verstärkung
- Einfache und sichere Befestigung durch Klettbänder mit Steckverbindern
- Abnehmbares Kniekehlenpolster
- Bessere Fixierung mit Patellagurt
- Links und Rechts tragbar
- Farbe: blau



Size/Größe	0	1	2
Length (cm) Länge (cm)	40	48	58

ACHILLOmedical

Achilles tendon bandage with gel pads

EN

High quality Achilles tendon bandage made of bi-elastic fabric with compression pads. The pads relieve and guide the Achilles tendon and have a massage effect on the tissue which helps in detumescence.

Indications:

- Ruptures and injuries of the Achilles tendon
- Support of the Achilles tendon after ruptures
- Postoperative

Features:

- Knitted fabric for optimal comfort and better adjustment to body shape
- Lateral silicone pads relieving the Achilles tendon
- Silicone heel wedge for tension reduction
- Left and right version
- Colour: silver-blue, black

ACHILLOmedical

Achillessehnenbandage mit Gel-Pelotten

DE


Hochwertige Achillessehnenbandage aus zweizugelastischem Material mit Druckpelotten. Die eingearbeiteten Pelotten entlasten und führen die Achillessehne und wirken massierend auf das Gewebe, wodurch die Abschwellung des Gewebes unterstützt wird.

Indikationen

- Rupturen und Verletzungen der Achillessehne
- Stützung der Achillessehne nach Rupturen
- Postoperativ

Merkmale

- Anatomischer Formstrick für eine bestmögliche Passform
- Seitliche Silikonpelotten entlasten die Achillessehne
- Silikon-Fersenkeil für Reduktion der Spannung
- Links und Rechts version
- Farbe: silber/blau, schwarz



Size/Größe	1	2	3	4	5
Ankle circumference (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27
Umfang Tessel (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27

MALLEOmedical

Ankle joint bandage with gel pads

EN

High quality ankle joint bandage made of bi-elastic fabric with compression pads. The pads distribute compression from the malleoluses to the surrounding tissue. Additionally the massage effect improves blood circulation, helps to decrease oedma and haematomas.

Indications:

- For injuries or weakness of the ligaments
- Arthrosis and distorsions
- Tendomyopathies
- In case of irritations

Features:

- Knitted fabric for optimal comfort and better adjustment to body shape
- Lateral silicone pads for a better pressure distribution
- Elastic edge without constrictions
- Left and right version
- Colour: silver-blue, black

MALLEOmedical

Sprunggelenkbandage mit Gel-Pelotten

DE


Hochwertige Sprunggelenkbandage aus zweizugelastischem Material mit Druckpelotten. Die eingearbeiteten Pelotten bewirken eine Druckumverteilung der Kompression von den Malleolen auf das umliegende Gewebe. Zudem fördert der Massageeffekt die Durchblutung und führt zu einer schnelleren Rückbildung von Ödemen und Blutergüssen.

Indikationen

- Bei Bänderverletzungen oder Bänderschwächen
- Arthrosen und Distorsionen
- Tendomyopathien
- Bei Reizzuständen

Merkmale

- Anatomischer Formstrick für bestmögliche Passform
- Seitliche Silikonpelotten zur besseren Druckverteilung
- Elastischer Rand ohne Einschnürungen
- Links und Rechts version
- Farbe: silber/blau, schwarz



Size/Größe	1	2	3	4	5	6
Ankle circumference (cm) Umfang Tessel (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29

TALUmedical

Stabilising ankle joint orthosis

EN

High quality orthosis stabilising the upper and lower ankle joint. The foot can be placed in supination or pronation and natural, heel-to-toe movement is possible.

Indications:

- Torn ligaments
- Sprains and distorsions of the upper ankle joint
- Postoperative after treatment

Features:

- Preformed stable plastic shells for a better fit
- 2 Velcro straps for a steady fixation
- Adjustable foot rest
- Foam pad for an optimal adjustment
- One, universal size

TALUmedical

Stabilisierende Sprunggelenkorthese

DE

Hochwertige Orthese mit einer Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks. Bewegungen in Supination und Pronation sind weiterhin möglich, die natürliche Abrollfunktion bleibt weitestgehend erhalten.

Indikationen

- Bänderrisse
- Verstauchungen und Distorsionen des OSG
- Postoperative Nachbehandlung

Merkmale

- Vorgeformte Hartschalen für besseren Sitz
- 2 Klettbinden zur sicheren Fixierung
- Verstellbare Fußauflage
- Schaumpolster für gute Passform
- Universell passend



EPImedical

Elbow bandage with silicone pads

EN

Highly effective elbow bandage with integrated compression pads. The pads surround the lateral and medial epicondylus, provide better joint stability and relieve extensor and flexor.

Indications:

- General irritations and rheumatic diseases of the elbow
- Tennis and golfer elbow
- Distorsions
- Arthrosis

Features:

- Knitted fabric for optimal comfort and better adjustment to body shape
- Two pads for pressure distribution at the epicondyles
- Usable for left and right side
- Colour: silver-blue, black

EPImedical

Ellbogenbandage mit Silikonpelotten

DE


Hochwirksame Ellbogenbandage mit eingearbeiteten Druckpelotten. Die Pelotten umschließen den Epicondylus lateralis und medialis zirkulär und verbessern somit den Sitz der Bandage. Es kommt zu einer verbesserten Stabilität im Gelenk, Strecker und Flexoren werden zum Teil entlastet.

Indikationen

- Allgemeine Reizzustände und rheumatische Erkrankungen des Ellenbogens
- Tennis- und Golferellbogen
- Distorsionen
- Arthrose

Merkmale

- Anatomischer Formstrick für bestmögliche Passform
- Zwei Pelotten zur Druckverteilung an den Epicondylen
- Links und Rechts tragbar
- Farbe: silber/blau, schwarz



Size/Größe	0	1	2	3	4	5	6
Elbow circumference (cm) Umfang Ellenbogen (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	29 – 31

LUMBOmedical

Highly effective lumbar bandage with sacrum pad

EN

Highly effective lumbar orthosis for stabilisation of the lumbar spine. It relieves lumbar area and alleviates pain.

Indications:

- Lumbagos
- Irritations of the iliosacral joints
- Muscular debility
- Attrition
- Backache
- Ligamentosis

Features:

- Knitted fabric for optimal comfort and better adjustment to body shape
- Sacrum pad for the relief and massage of the surrounding musculature
- Steady and convenient Velcro fastener with loops
- Colour: silver-blue

LUMBOmedical

Lumbalorthese mit Kreuzbeinpelotte

DE


Hochwirksame Lumbalorthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Der LWS-Bereich wird entlastet, dies führt zu einer Schmerzlinderung.

Indikationen

- Lumbalgien
- Reizzustände der Iliosakralgelenke
- Muskelschwäche
- Verschleißerscheinungen
- Rückenschmerzen
- Ligamentose

Merkmale

- Anatomischer Formstrick für bestmögliche Passform und hohen Tragekomfort
- Kreuzbeinpelotte zur Entlastung und Massage der umliegenden Muskulatur
- Sicherer und komfortabler Klettverschluss mit Schlaufen
- Farbe: silber/blau



Size/Größe	1	2	3	4	5	6
Waist circumference (cm) Umfang Taille (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130

LUMBOmedical Comfort

Highly effective lumbar bandage with sacrum pad

EN

Highly effective lumbar orthosis for stabilisation of the lumbar column. It relieves lumbar area and alleviates pain. Special shape ideally fits women.

Indications:

- Lumbagos
- Irritations of the iliosacral joints
- Muscular debility
- Attrition
- Backache
- Ligamentosis

Features:

- Knitted fabric for optimal comfort and better adjustment to body shape
- Sacrum pad for the relief and massage of the surrounding musculature
- Steady and convenient Velcro fastener with loops
- Colour: silver-blue

LUMBOmedical Comfort

Lumbalorthese mit Kreuzbeinpelotte und Komfortschnitt

DE

Hochwirksame Lumbalorthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Der LWS-Bereich wird entlastet, dies führt zu einer Schmerzlinderung. Der Komfortschnitt ist ideal für Frauen geeignet.

Indikationen

- Lumbalgien
- Reizzustände der Iliosakralgelenke
- Muskelschwäche
- Verschleißerscheinungen
- Rückenschmerzen
- Ligamentose

Merkmale

- Anatomischer Formstrick für bestmögliche Passform und hohen Tragekomfort
- Kreuzbeinpelotte zur Massage der umliegenden Muskulatur
- Sicherer und komfortabler Klettverschluss
- Farbe: silber/blau



Size/Größe	1	2	3	4	5	6
Waist circumference (cm) Umfang Taille (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130

LUMBOmedical PRO

Highly effective lumbar bandage with 4 stabilisation stays

EN

Highly effective lumbar orthosis with four anatomically shaped stays. It supports and corrects body posture, compresses and relieves the back. The bandage decreases muscle tensions and alleviates pain.

Indications:

- Ligamentosis
- Symphysiolyisis
- Lumbagos
- Irritations of the intervertebral joints
- Backache
- Lordosis

Features:

- Knitted to fit the anatomical forms at the best and provide high wearability
- 4 stays provide more stability in the lumbar area
- Steady and convenient Velcro fastener with loops
- Colour: silver-blue

LUMBOmedical PRO

Lumbalorthese mit 4 Stabilisierungsstreben

DE

Hochwirksame Lumbalorthese mit vier eingearbeiteten, anatomischen Streben. Diese fördern in Verbindung mit der Kompression eine korrekte Haltung und entlastenden Rücken. Muskelverspannungen werden abgebaut, eine Schmerzlinderung tritt ein.

Indikationen

- Ligamentose
- Symphysenlockerung
- Lumbalgien
- Reizzustände der Zwischenwirbelgelenke
- Rückenschmerzen
- Lordose

Merkmale

- Anatomischer Formstrick für bestmögliche Passform und hohen Tragekomfort
- 4 Streben sorgen für mehr Stabilität im Lumbalbereich
- Sicherer und komfortabler Klettverschluss mit Schlaufen
- Farbe: silber/blau



Size/Größe	1	2	3	4	5	6
Waist circumference (cm) Umfang Taille (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130

LUMBOmedical Light

Highly effective lumbar support bandage with 4 stabilisation stays

EN

Highly effective lumbar orthosis made of elastic fabric. Equipped with additional, flexible straps which allow to adjust dorsal compression to individual needs.

Indications:

- Lumbagos
- Lordosis
- Symphysiolysis
- Attrition
- General backache in the lumbar area

Features:

- Fabric elastic and permeable to air
- Fixation by means of Velcro fastening and elastic straps
- 4 reinforcing struts in the lumbar area
- Adjustable elastic bridles
- Velcro fastener with loops

LUMBOmedical Light

Lumbalorthese mit 4 Stabilisierungselementen und Spanngurten

DE

Hochwirksame Lumbalorthese aus elastischem Gewebe und zusätzlichen Spanngurten. Diese ermöglichen eine individuelle Einstellung der Kompression.

Indikationen

- Lumbalgien
- Lordose
- Symphysenlockerung
- Verschleißerscheinungen
- Allgemeinen Rückenschmerzen im Lumbalbereich

Merkmale

- Elastisches und luftdurchlässiges Gewebe
- Fixierung über Klettverschluss und Spanngurte
- 4 verstärkende Streben im Lumbalbereich
- Einstellbare elastische Zügel
- Praktische Fingereinschübe für erleichtertes Anlegen



Size/Größe	1	2	3	4	5	6
Waist circumference (cm) Umfang Taille (cm)	64 – 72	72 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120

MANUmedical

Wrist orthosis

EN

Highly effective wrist orthosis with an anatomically shapeable aluminium splint. It protects the wrist and prevents risky movements.

Indications:

- Injuries of the thumb saddle joint
- Irritations in the wrist area
- Arthrosis and distorsions
- Rheumatoid arthritis
- Instabilities

Features:

- Stable orthosis for wrist positioning
- Adjustable by means of 3 Velcro straps
- Stable, shapeable aluminium insert
- Fabric permeable to air
- Left and right version
- Colour: black

MANUmedical

Handgelenkorthese

DE

Hochwirksame Handgelenkorthese mit anatomisch anformbarer Aluminiumschiene. So wird das Handgelenk gesichert und vor Fehlbewegungen geschützt.

Indikationen

- Reizungen im Bereich des Handgelenks
- Arthrose und Distorsionen
- Rheumatoide Arthritis
- Instabilitäten

Merkmale

- Stabile Orthese zur Handgelenkslagerung
- Einstellbar über 3 Klettbänder
- Mit stabiler, formbarer Aluminiumeinlage
- Luftdurchlässiges Material
- Links und Rechts version
- Farbe: schwarz



Size/Größe	1	2	3	4
Wrist circumference (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25
Umfang Handgelenk (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25

MANUmedical Plus

Wrist orthosis with a thumb hold

EN

Highly effective wrist orthosis with a thumb hold. Anatomically shapeable aluminium splints protect the wrist and the thumb metacarpophalangeal joint and prevent risky movements.

Indications:

- Injuries of the thumb saddle joint
- Irritations in the wrist area
- Arthrosis and distorsions
- Rheumatoid arthritis
- Instabilities

Features:

- Stable orthosis for wrist positioning
- Adjustable by means of 3 Velcro straps
- With stable, shapeable aluminium insert
- Fabric permeable to air
- Left and right version
- Colour: black

MANUmedical Plus

Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss

DE


Hochwirksame Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss. Anatomisch anformbare Aluminiumschienen sichern das Handgelenk und das Daumengrundgelenk vor Fehlbewegungen.

Indikationen

- Verletzungen des Daumensattelgelenks
- Reizungen im Bereich des Handgelenks
- Arthrose und Distorsionen
- Rheumatoide Arthritis
- Instabilitäten

Merkmale

- Stabile Orthese zur Handgelenkslagerung mit Daumeneinschluss
- Einstellbar über 4 Klettbinden
- Mit stabiler, anformbarer Aluminiumeinlage
- Luftdurchlässiges Material
- Links und Rechts version
- Farbe: schwarz



Size/Größe	1	2	3	4
Wrist circumference (cm) Umfang Handgelenk (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25

RHIZOmedical

Highly effective thumb orthosis

EN

Highly effective thumb orthosis which immobilises the thumb metacarpophalangeal joint and stabilises the thumb saddle joint. Equipped with anatomically shapeable aluminium splint.

Indications:

- Irritations on the thumb metacarpophalangeal and thumb saddle joint
- Skier's thumb
- Rhizarthritis
- Ligament instabilities

Features:

- 2 Velcro straps on wrist and thumb
- Shapeable metal insert at the thumb
- Fabric permeable to air
- Left and right version
- Colour: black

RHIZOmedical

Daumenorthese

DE


Hochwirksame Daumenorthese mit einer Ruhigstellung des Daumengrund- und einer Stabilisierung des Daumensattelgelenks. Die Aluminiumschiene ist anatomisch anformbar.

Indikationen

- Reizzustände am Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Skidaumen
- Rhizarthrose
- Bandinstabilitäten

Merkmale

- 2 Klettbinden an Handgelenk - lenk und Daumen
- Formbare Metalleinlage am Daumen
- Luftdurchlässiges Material
- Links und Rechts version
- Farbe: schwarz



Size/Größe	1	2	3
Wrist circumference (cm) Umfang Handgelenk (cm)	12,5 – 16	16 – 20	20 – 23

AS-BASICmedical

High-quality arm sling

EN

High quality arm sling which immobilises the shoulder joint. Skin-friendly fabric and quick-lock buckles provide optimal comfort of use and facilitate adjustment to individual needs.

Indications:

- Postoperative immobilization of the shoulder joint

Features:

- Padded arm sling
- Loops for thumbs and fingers
- Easy fastening by means of Velcro straps with quick-lock buckles
- Usable for left and right side
- Colour: blue

AS-BASICmedical

Armschlinge

DE

Die hochwertige und hautfreundliche Armschlinge mit Steckverschlüssen sorgt für eine Ruhigstellung des Schultergelenks.

Indikationen

- Postoperative Ruhigstellung des Schultergelenks

Merkmale

- Gepolsterte Armschlinge
- Schlaufen für Daumen und Finger
- Einfache Befestigung durch 2 Klettbänder mit Steckverschlüssen
- Links und Rechts tragbar
- Farbe: blau



Size/Größe	1	2	3
Forearm length (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48
Länge Unterarm (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48

AS-15°medical

High-quality arm sling with abduction cushion

EN

The high quality arm sling with abduction cushion for positioning of the shoulder joint. The position of the elbow has 90°, while the forearm rests at 0° with an internal rotation of the shoulder joint at the same time. The abduction of the shoulder has an angle of 15°. Which allows to position the humeral head in the socket of the shoulder joint.

Indications:

- Postoperative after fractures and implantations
- Fracture of the humerus
- Luxations

Features:

- Padded arm sling
- Anatomically formed abduction cushion
- Easy fastening by means of Velcro straps with quick-lock buckles
- Loops for thumbs and fingers
- Cushion can be cleaned separately
- Usable for left and right side
- Colour: blue

AS-15°medical

Armschlinge mit Abduktionskissen

DE

Die hochwertige Armschlinge mit Abduktionskissen zur sicheren Lagerung des Schultergelenks. Die Lagerung des Ellbogens erfolgt in 90°, die Position des Unterarms in 0° bei gleichzeitig innenrotiertem Schultergelenk. Die Abduktion der Schulter erfolgt in einem Winkel von 15°. Hierdurch wird die gewünschte Zentrierung des Oberarmkopfes in der Schultergelenkpfanne erzielt.

Indikationen

- Postoperativ nach Frakturen und Implantationen
- Humerusfraktur
- Luxationen

Merkmale

- Gepolsterte Armschlinge
- Anatomisch geformtes Abduktionskissen
- Einfache Befestigung durch Klettbänder mit Steckverschlüssen
- Schlaufen für Daumen und Finger
- Kissen separat zu reinigen
- Links und Rechts tragbar
- Farbe: blau



Size/Größe	1	2	3
Forearm length (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48
Länge Unterarm (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48

MEYRA[®]
medical

mdh Sp. z o.o. | ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24 | 90-349 Łódź | Poland



www.mdh.pl
www.qmedinfo.pl

